

# Fébuxostat 80 mg, comprimé pelliculé – [fébuxostat hémihydraté]

PUBLIÉ LE 04/12/2025 - MIS À JOUR LE 24/03/2026

REMISE À DISPOSITION 16/03/2026

## DCI

Fébuxostat hémihydraté

## Indications

- Fébuxostat est indiqué dans le traitement de l'hyperuricémie chronique dans les cas où un dépôt d'urate s'est déjà produit (incluant des antécédents ou la présence de tophus et/ou arthrite goutteuse).
- Fébuxostat est indiqué dans la prévention et le traitement de l'hyperuricémie, chez les patients adultes traités par chimiothérapie pour des hémopathies malignes et à risque intermédiaire ou à haut risque de syndrome de lyse tumorale (TLS)
- Fébuxostat est indiqué chez l'adulte.

## Laboratoire exploitant

Tous les laboratoires

## Observations particulières

- Quelques laboratoires restent ponctuellement en tension mais la couverture globale est assurée ;
- Remise à disposition normale depuis mi-mars 2026.

- [Voir toutes les produits](#)



PUBLIÉ LE 30/01/2026 - MIS À JOUR LE 02/04/2026

Fébuxostat 80 mg (Adenuric et génériques) : recommandations pour l'ajustement des traitements

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ  
MÉDICAMENTS

