

Imukin 2 X 10⁶ UI (0,1 mg), solution injectable – [interféron gamma-1b]

PUBLIÉ LE 08/01/2026 - MIS À JOUR LE 04/05/2026

REMISE À DISPOSITION 04/05/2026

DCI

interféron gamma-1b

Indications

- Imukin est indiqué dans la réduction de la fréquence des infections graves
 - chez les patients atteints de granulomatose septique chronique
 - chez les patients atteints d'ostéopétrose maligne sévère

Laboratoire exploitant

Clinigen Healthcare France

Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis le 04/05/2026