

Synacthène 0,25 mg/1 ml, solution injectable – [tétracosactide]

PUBLIÉ LE 30/03/2026 - MIS À JOUR LE 27/05/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 01/11/2025

DCI

Tétracosactide

Indications

Indication thérapeutique : traitement de 2ème intention du syndrome de West (ou spasmes infantiles), en cas d'inefficacité des traitements corticoïdes par voie orale. Indication diagnostique : exploration dynamique de la corticosurrénale, notamment en cas de déficit corticosurrénalien ou de déficit en 21-hydroxylase.

Laboratoire exploitant

Alfasigma France

Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : rupture
- Contingemment quantitatif en ville
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Synacthen 0,25 mg/1ml, soluzione iniettabile initialement destinées au marché italien à compter du 01/04/2026 réservées aux établissements de santé



Lettre d'information du laboratoire Alfasigma France en date du 22/05/2026 à destination des professionnels de santé (27/05/2026)

- Date de remise à disposition prévue : fin juillet 2026

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.