

# Synacthène 0,25 mg/1 ml, solution injectable – [tétracosactide]

PUBLIÉ LE 30/03/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 01/11/2025

## DCI

Tétracosactide

## Indications

Indication thérapeutique : traitement de 2ème intention du syndrome de West (ou spasmes infantiles), en cas d'inefficacité des traitements corticoïdes par voie orale. Indication diagnostique : exploration dynamique de la corticosurrénale, notamment en cas de déficit corticosurrénalien ou de déficit en 21-hydroxylase.

## Laboratoire exploitant

Alfasigma France

## Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : rupture
- Contingemment quantitatif en ville
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Synacthen 0,25 mg/1ml, soluzione iniettabile initialement destinées au marché italien à compter du 01/04/2026 réservées aux établissements de santé



Lettre d'information du laboratoire Alfasigma France en date du 23/01/2026 à destination des professionnels de santé (30/03/2026)

- Date de remise à disposition prévue : fin juillet 2026

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).*

*Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.*