

# Voltarenophtabak 1 mg/ml, collyre en solution et Voltarenophta 0,1 pour cent (0,3 mg/0,3 ml), collyre en solution en récipient unidose – [diclofénac sodique]

PUBLIÉ LE 18/06/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 25/09/2025

## DCI

diclofénac sodique

## Indications

- Inhibition du myosis au cours de la chirurgie de la cataracte ;
- Prévention des manifestations inflammatoires liées aux interventions chirurgicales de la cataracte et du segment antérieur de l'oeil (voir rubrique 5.1) ;
- Traitement des manifestations douloureuses oculaires liées à la kératectomie photoréfractive au cours des 24 premières heures post-opératoires.

## Laboratoire exploitant

Thea Pharma

## Observations particulières

- Rupture de stock de la spécialité Voltarenophta 0,1 pour cent (0,3 mg/0,3 ml), collyre en solution en récipient unidose boîte de 20UD ;
- Tension d'approvisionnement de la spécialité Voltarenophtabak 1 mg/ml, collyre en solution 10ML avec mise en place d'un contingentement quantitatif en ville.

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).*

*Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.*