

Rapibloc 20 mg/2 ml, solution à diluer injectable – [landiolol (chlorhydrate de)]

PUBLIÉ LE 17/07/2026 - MIS À JOUR LE 06/08/2026

REMISE À DISPOSITION 05/08/2026

DCI

landiolol (chlorhydrate de)

Indications

Le landiolol est indiqué chez les adultes pour le traitement des :

- Tachycardies supraventriculaires, en période péri et post-opératoire chez des patients présentant une fibrillation ou un flutter auriculaire afin d'obtenir un contrôle rapide de la fréquence ventriculaire, ou dans toute autre situation pour laquelle un contrôle à court terme de la fréquence ventriculaire par un produit de courte durée d'action est nécessaire ;
- Tachycardies sinusales non compensatoires, si le médecin considère que l'accélération du rythme cardiaque doit être traitée.

Le landiolol n'est pas indiqué pour une utilisation chronique.

Laboratoire exploitant

AOP Orphan Pharmaceuticals France

Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis le 05/08/2026