

Tadalafil Quiver 20 mg, comprimé pelliculé – [tadalafil]

PUBLIÉ LE 26/08/2026

RUPTURE DE STOCK 11/06/2026

DCI

Tadalafil

Indications

- Tadalafil Quiver est indiqué chez l'adulte dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) chez les patients en classe fonctionnelle II et III selon la classification de l'OMS, afin d'améliorer la capacité à l'effort.
- L'efficacité a été démontrée dans l'HTAP idiopathique et dans l'HTAP associée à une connectivité.

Laboratoire exploitant

Arrow Génériques

Observations particulières

- Situation à l'hôpital : rupture ;
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital ;
- Date de remise à disposition prévue : mi-septembre 2026.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.