

Winrevair 45mg et 60mg, poudre et solvant pour solution injectable – [sotatercept]

PUBLIÉ LE 09/10/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 25/09/2026

DCI

Sotatercept

Indications

Winrevair est indiqué en association avec d'autres traitements de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), pour le traitement de l'HTAP chez les patients adultes en classe fonctionnelle (CF) II, III et IV de l'OMS

Laboratoire exploitant

MSD France

Observations particulières

- Situation en ville : tension ;
- Situation à l'hôpital : non impactée ;
- Contingemment quantitatif en ville ;



Lettre d'information du laboratoire en date du 07/10/2026 (09/10/2026)

- Contingemment qualitatif : afin de préserver la disponibilité des kits de 2 flacons pour les patients dont le poids le nécessite, les kits en 2 flacons en ville sont temporairement mis à disposition exclusivement via le canal de vente directe MSD ;
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée.

Un délai pouvant aller jusqu'à plusieurs semaines est nécessaire pour la remise à disposition au niveau de l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament, notamment jusqu'en pharmacie.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.