

# HEPARINE CHOAY 25 000 UI/5 ml |solution injectable IV

Remise à disposition Du 26 mai 2021 au 23 juil. 2021

## DCI

Héparine sodique

## Indications

Traitement curatif de :

- Thromboses veineuses profondes constituées et de l'embolie pulmonaire à la phase aiguë,
- Infarctus du myocarde avec ou sans onde Q et de l'angor instable à la phase aiguë,
- Embolies artérielles extra cérébrales,
- Cas de coagulopathie.

Prévention de :

- Accidents thromboemboliques artériels en cas de cardiopathie emboligène, de thérapeutique endovasculaire et de chirurgie vasculaire artérielle,
- Coagulation dans les circuits de circulation extra-corporelle et d'épuration extra-rénale.

## Laboratoire exploitant

Chéplapharm

## Observations particulières

- Remise à disposition depuis le 23 juillet 2021

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les distributeurs 2016 au 1<sup>er</sup> septembre 2016, les dispositions des articles L5124-1 et L5124-2 du Code de Santé Publique, jusqu'à la mise à disposition de médicaments, que nationalement, ne peuvent être appliquées et respectées.*