

Tubertest,| solution injectable Dérivé protéinique purifié de tuberculine

Remise à disposition 27 janv. 2022

DCI

Tuberculine (dérivé protéinique purifié)

Indications

Tubertest est utilisé pour rechercher une réaction d'hypersensibilité retardée à la tuberculine comme aide au dépistage d'une infection par un bacille tuberculeux ou comme contrôle pré ou post vaccinal du vaccin BCG.

Des tests répétés chez les personnes non infectées ne les sensibilisent pas à Tubertest.

Ce médicament est à usage diagnostique uniquement.

Laboratoire exploitant

Sanofi Pasteur Europe

Observations particulières

- Remise à disposition depuis fin janvier 2022

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles à vente et l'exportation du médicament par les autorités publiques 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L.5421-30 et L.5124-17-3 du Code de Santé Publique, cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, un aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition de contre du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.