

# Vincristine 1 mg/ml, solution injectable - EG Labo : Oncovin 1 mg, solution injectable - TEVA Santé : Vincristine Teva 1 mg/ml solution injectable - Pfizer : Vincristine Hospira 2 mg/2 ml, solution injectable

Tension d'approvisionnement : 4 oct. 2021

## DCI

Sulfate de vincristine

## Indications

La vincristine est généralement utilisée en polychimiothérapie dans les indications suivantes :

- induction et consolidation de la rémission de la leucémie aiguë lymphoblastique ;
- maladie de Hodgkin ;
- lymphomes non hodgkiniens ;
- cancer du sein métastatique (traitement palliatif des cas résistants aux traitements usuels) ;
- cancer bronchique à petites cellules ;
- sarcomes (sarcome ostéogénique, sarcome d'Ewing, rhabdomyosarcome);
- tumeur de Wilms ;
- neuroblastome.

Monothérapie :

- purpura thrombopénique idiopathique résistant aux traitements usuels (maladie de Werlhof).

## Laboratoire exploitant

EG Labo, Pfizer, Teva Santé

## Observations particulières

Tension d'approvisionnement.

A ce jour, les approvisionnements sont assurés normalement et les commandes peuvent être passées comme à l'accoutumée.

En effet, afin de répondre aux besoins des patients :

- Le laboratoire EG Labo distribue normalement l'Oncovin 1 mg, solution injectable,
- Le laboratoire PFIZER met à disposition des boîtes de la spécialité Vincristina Pfizer 1 mg/ml solución inyectable EFG

(Boite de 1 flacon de 2 ml) initialement destinée au marché espagnol.

- le laboratoire TEVA Santé : remise à disposition normale des flacons de 1 ml et de 2 ml.

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de réserver les stocks disponibles à la vente et l'exportation du médicament par les autres États membres de l'Union Européenne, le laboratoire TEVA Santé a mis à disposition des articles de son catalogue de produits de santé publique jusqu'à épuisement des stocks disponibles en France, afin de garantir l'approvisionnement des États membres de l'Union Européenne et respectée.*