

Tachosil, matrice pour collage tissulaire

Remise à disposition 1 mars 2022

DCI

Fibrinogène humain, thrombine humaine

Indications

TachoSil est indiqué chez l'adulte comme traitement adjuvant en chirurgie pour améliorer l'hémostase, pour favoriser le collage tissulaire, pour renforcer les sutures en chirurgie vasculaire quand les techniques conventionnelles sont insuffisantes, et pour favoriser la fermeture étanche de la dure-mère en prévention de fuites post-opératoires de liquide céphalorachidien après une chirurgie neurologique.

Laboratoire exploitant

Takeda

Observations particulières

- Remise à disposition depuis début mars 2022

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les distributeurs et les pharmacies ont été interdites à compter de la publication de cette fiche d'information sur le site de l'ANSM le 21 janvier 2022. Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, qui aux distributeurs en gros à l'exportation doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition nationale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.