

Pyostacine 500 mg, comprimé pelliculé – [pristinamycine]

PUBLIÉ LE 28/06/2022 - MIS À JOUR LE 10/12/2025

REMISE À DISPOSITION 10/12/2025

DCI

Pristinamycine

Indications

Pyostacine 500 mg comprimé pelliculé est indiqué chez l'adulte et chez l'enfant dans le traitement des infections suivantes :

- Sinusites maxillaires aiguës,
- Exacerbations aiguës de bronchites chroniques,
- Pneumonies communautaires de gravité légère à modérée
- Infections de la peau et des tissus mous

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

Laboratoire exploitant

Sanofi Winthrop Industrie

Observations particulières

- Remise à disposition depuis le 10/12/2025