

# Pyostacine 500 mg, comprimé pelliculé]- [Pristinamycine]

Tension d'approvisionnement 15/12/2021

## DCI

Pristinamycine

## Indications

Pyostacine 500 mg comprimé pelliculé est indiqué chez l'adulte et chez l'enfant dans le traitement des infections suivantes :

- Sinusites maxillaires aiguës,
- Exacerbations aiguës de bronchites chroniques,
- Pneumonies communautaires de gravité légère à modérée
- Infections de la peau et des tissus mous

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

## Laboratoire exploitant

Sanofi Winthrop Industrie

## Observations particulières

- Situation en ville : Tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition indéterminée

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les autorités compétentes de l'étranger sont suspendues à compter du 15/12/2021. Les dispositions des articles L5124-1 et L5124-2 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative à la sécurité sanitaire des produits de santé sont appliquées jusqu'à la remise à disposition nationale du médicament, les mettant à l'appréhension des autorités compétentes de l'étranger et respectées.*