

# Dépakine Chrono 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée – [valproate de sodium]

Remise à disposition 08/11/2024

## DCI

Valproate de sodium

## Indications

Adulte et enfant :

Soit en monothérapie, soit en association à un autre traitement antiépileptique :

- Traitement des épilepsies généralisées : crises cloniques, toniques, tonico-cloniques, absences, crises myocloniques, atoniques, et syndrome de Lennox-Gastaut.
- Traitement des épilepsie partielles : crises partielles avec ou sans généralisation secondaire.

## Laboratoire exploitant

Sanofi Winthrop Industrie

## Observations particulières

- Remise à disposition normale à compter du 08/11/2024