

PUBLIÉ LE 07/02/2023 - MIS À JOUR LE 20/03/2024

Creon 35 000 U, gélule gastrorésistante | - [pancréatine]

Tension d'approvisionnement 13/03/2024

DCI

Pancréatine

Indications

Traitement substitutif d'enzymes pancréatiques dans l'insuffisance pancréatique exocrine au cours de la mucoviscidose et d'autres pathologies (par exemple pancréatite chronique, pancréatectomie ou cancer du pancréas).

Les gélules gastrorésistantes de Creon sont indiquées chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant.

Laboratoire exploitant

Viatris Santé

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement de la spécialité Creon 35 000 U, gélule gastro-résistante
- Distribution contingentée en ville
- Distribution normale à l'hôpital
- Remise à disposition normale indéterminée

ållsskrigesyllengeliginers versilgeber lætigere å kanget de løtesilen av eku (åkrejeverete en liggere adungede Buste merkendensembende menne adenæret plemætene underkomstennene et menne element elementere mente et respecte

TENSION D'APPROVISIONNEMENT

PUBLIÉ LE 05/09/2023 - MIS À JOUR LE 11/01/2024

Creon 25 000 U, gélule gastrorésistante - [pancréatine]