

Creon 35 000 U, gélule gastrorésistante|- [pancréatine]

Tension d'approvisionnement 13/03/2024

DCI

Pancréatine

Indications

Traitement substitutif d'enzymes pancréatiques dans l'insuffisance pancréatique exocrine au cours de la mucoviscidose et d'autres pathologies (par exemple pancréatite chronique, pancréatectomie ou cancer du pancréas).

Les gélules gastrorésistantes de Creon sont indiquées chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant.

Laboratoire exploitant

Viatrix Santé

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement de la spécialité Creon 35 000 U, gélule gastro-résistante
- Distribution contingentée en ville
- Distribution normale à l'hôpital
- Remise à disposition normale indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens de ville sera soumise à un contingentement de 200 gélules par pharmacien de ville à compter du 13 mars 2024. Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.

TENSION D'APPROVISIONNEMENT

PUBLIÉ LE 05/09/2023 - MIS À JOUR LE 11/01/2024

Creon 25 000 U, gélule gastrorésistante - [pancréatine]