

## Creon 35 000 U, gélule gastrorésistante|- [pancréatine]

PUBLIÉ LE 07/02/2023 - MIS À JOUR LE 20/03/2024

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 13/03/2024

### DCI

Pancréatine

### Indications

Traitement substitutif d'enzymes pancréatiques dans l'insuffisance pancréatique exocrine au cours de la mucoviscidose et d'autres pathologies (par exemple pancréatite chronique, pancréatectomie ou cancer du pancréas).

Les gélules gastrorésistantes de Creon sont indiquées chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant.

### Laboratoire exploitant

Viartis Santé

### Observations particulières

- Tension d'approvisionnement de la spécialité Creon 35 000 U, gélule gastro-résistante
- Distribution contingentée en ville
- Distribution normale à l'hôpital
- Remise à disposition normale indéterminée

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).*

*Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.*

### TENSION D'APPROVISIONNEMENT

PUBLIÉ LE 05/09/2023 - MIS À JOUR LE 11/01/2024

**Creon 25 000 U, gélule gastrorésistante** - [pancréatine]