

Béclométasone 200 µg/dose, poudre pour inhalation – 50 µg/doses, 100 µg/dose et 250 µg/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé – 400 µg/1 ml et 800 µg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose|– [Béclométasone]

Tension d'approvisionnement 26/10/2022

DCI

béclométasone (dipropionate de) anhydre

Indications

Traitement continu de l'asthme

Laboratoire exploitant

Tous les laboratoires

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement.
- Mise en place pour le circuit ville de contingentements quantitatifs.
- Le circuit hôpital et les DROM sont approvisionnés normalement.
- Remise à disposition normale indéterminée.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de réserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les laboratoires exploitants est soumise à la mise en place de contingentements quantitatifs. Cette mesure est publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L.5121-30 et L.5124-17 du code de la santé publique. Jusqu'à la fin de la période de contingentement, les médicaments sont disponibles en continu à l'exportation dans le cadre de l'approvisionnement normal et respecté.