

# Béclométasone 200 µg/dose, poudre pour inhalation – 50 µg/doses, 100 µg/dose et 250 µg/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé – 400 µg/1 ml et 800 µg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose|– [Béclométasone]

Tension d'approvisionnement 26/10/2022

## DCI

béclométasone (dipropionate de) anhydre

## Indications

Traitement continu de l'asthme

## Laboratoire exploitant

Tous les laboratoires

## Observations particulières

- Tension d'approvisionnement.
- Mise en place pour le circuit ville de contingentements quantitatifs.
- Le circuit hôpital et les DROM sont approvisionnés normalement.
- Remise à disposition normale indéterminée.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de réserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les laboratoires exploitants est soumise à un contingentement quantitatif. Ce contingentement est défini par le circuit ville de contingentements quantitatifs. Les dispositions des articles L.5122-30 et L.5124-17 du code de la santé publique s'appliquent jusqu'à la fin de la période de contingentement. Les dispositions des articles L.5122-30 et L.5124-17 du code de la santé publique s'appliquent également à l'exportation du médicament par les laboratoires exploitants.