

Tadalafil Quiver 20 mg, comprimé pelliculé – [tadalafil]

PUBLIÉ LE 02/03/2023 - MIS À JOUR LE 08/08/2025

REMISE À DISPOSITION 08/08/2025

DCI

tadalafil

Indications

Tadalafil Quiver est indiqué chez l'adulte dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) chez les patients en classe fonctionnelle II et III selon la classification de l'OMS, afin d'améliorer la capacité à l'effort. L'efficacité a été démontrée dans l'HTAP idiopathique et dans l'HTAP associée à une connectivité.

Laboratoire exploitant

Arrow Génériques

Observations particulières

- Remise à disposition normale à compter du 08 août 2025.