

Yellox 0,9 mg/ml, collyre en solution – [bromfénac sodique sesquihydraté]

PUBLIÉ LE 25/07/2023 - MIS À JOUR LE 11/12/2025

REMISE À DISPOSITION 11/12/2025

DCI

Bromfénac sodique sesquihydraté

Indications

Chez l'adulte, traitement de l'inflammation oculaire post-opératoire après extraction de la cataracte.

Indications pour lesquelles la spécialité est particulièrement indispensable : chez l'adulte, traitement de l'inflammation oculaire post-opératoire après extraction de la cataracte.

Laboratoire exploitant

Laboratoire Chauvin SAS

Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis mi-décembre 2025