

Ropinirole 0,25 mg, 0,5 mg 1 mg, 2 mg et 5mg comprimé pelliculé – [ropinirole]

Tension d'approvisionnement 14/11/2022

DCI

ropinirole (chlorhydrate de)

Indications

Traitement de la maladie de Parkinson dans les conditions suivantes :

- Traitement de première intention en monothérapie pour différer l'instauration de la dopathérapie ;
- Association à la lévodopa en cours d'évolution de la maladie lorsque l'effet de la dopathérapie s'épuise ou devient inconstant, et qu'apparaissent des fluctuations de l'effet thérapeutique (fluctuations de type « fin de dose » ou effets « on-off »).

Laboratoire exploitant

Tous les laboratoires

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens 2018441 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2020 et des dispositions des articles L1351-1 et L1351-2 du Code de la Santé Publique, jusqu'à la mise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.