

# Ropinirole 0,25 mg, 0,5 mg 1 mg, 2 mg et 5mg comprimé pelliculé – [ropinirole]

Tension d'approvisionnement 14/11/2022

## DCI

ropinirole (chlorhydrate de)

## Indications

Traitement de la maladie de Parkinson dans les conditions suivantes :

- Traitement de première intention en monothérapie pour différer l'instauration de la dopathérapie ;
- Association à la lévodopa en cours d'évolution de la maladie lorsque l'effet de la dopathérapie s'épuise ou devient inconstant, et qu'apparaissent des fluctuations de l'effet thérapeutique (fluctuations de type « fin de dose » ou effets « on-off »).

## Laboratoire exploitant

Tous les laboratoires

## Observations particulières

- Tension d'approvisionnement

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les laboratoires exploitants est soumise à un contrôle renforcé de l'ANSM. Cette mesure est publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L.512-30 et L.512-31 du Code de la Santé Publique ont été prises en conséquence. Cette mesure est applicable à l'ensemble des médicaments soumis à l'approvisionnement en continu, à l'exception de ceux qui ont été autorisés et respectés jusqu'à présent à l'exportation hors du territoire national.