

Creon 25 000 U, gélule gastrorésistante|- [pancréatine]

Tension d'approvisionnement 01/09/2023

DCI

pancréatine

Indications

Traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine de l'adulte et de l'enfant au cours :

- de la mucoviscidose ;
- de la pancréatite chronique documentée (notamment par l'existence de calcifications pancréatiques), en présence d'une stéatorrhée > 6 g/24 h ;
- des résections pancréatiques céphaliques ou totales.

Laboratoire exploitant

Viatrix Santé

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement concernant la présentation en boîte de **60 gélules (plaquettes thermoformées)** : distribution contingentée à l'hôpital et **report possible sur la présentation en flacon de 60 gélules**
- Distribution contingentée en ville de la présentation en **flacon de 60 gélules**

Afin de sécuriser, autant que possible, la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens de ville est soumise au régime d'approvisionnement et de distribution des médicaments de l'urgence. Les dispositions de ce régime s'appliquent à la vente et à l'exportation de ce médicament jusqu'à la remise à disposition de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée.

TENSION D'APPROVISIONNEMENT

PUBLIÉ LE 07/02/2023 - MIS À JOUR LE 20/03/2024

Creon 35 000 U, gélule gastrorésistante - [pancréatine]