PUBLIÉ LE 05/09/2023 - MIS À JOUR LE 11/01/2024

Creon 25 000 U, gélule gastrorésistante | - [pancréatine]

Tension d'approvisionnement 01/09/2023

DCI

pancréatine

Indications

Traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine de l'adulte et de l'enfant au cours :

- de la mucoviscidose ;
- de la pancréatite chronique documentée (notamment par l'existence de calcifications pancréatiques), en présence d'une stéatorrhée > 6 g/24 h;
- des résections pancréatiques céphaliques ou totales.

Laboratoire exploitant

Viatris Santé

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement concernant la présentation en boîte de60 gélules (plaquettes thermoformées) : distribution contingentée à l'hôpital et report possible sur la présentation en flacon de 60 gélules
- Distribution contingentée en ville de la présentation enflacon de 60 gélules

ATIS LEISE HUIBIT I HIBIT EUR BETHER BETALLER BERGER BERGER BERGER BETARDE BETARDE

TENSION D'APPROVISIONNEMENT

PUBLIÉ LE 07/02/2023 - MIS À JOUR LE 20/03/2024

Creon 35 000 U, gélule gastrorésistante - [pancréatine]