

Creon 25 000 U, gélule gastrorésistante|- [pancréatine]

Tension d'approvisionnement 01/09/2023

DCI

pancréatine

Indications

Traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine de l'adulte et de l'enfant au cours :

- de la mucoviscidose ;
- de la pancréatite chronique documentée (notamment par l'existence de calcifications pancréatiques), en présence d'une stéatorrhée > 6 g/24 h ;
- des résections pancréatiques céphaliques ou totales.

Laboratoire exploitant

Viartis Santé

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement concernant la présentation en boîte de **60 gélules (plaquettes thermoformées)** : distribution contingentée à l'hôpital et **report possible sur la présentation en flacon de 60 gélules**
- Distribution contingentée en ville de la présentation en **flacon de 60 gélules**

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles à l'exportation du médicament, la mesure d'urgence d'insécurité de l'approvisionnement en produits de santé, publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 512-13, L. 512-14, L. 512-15 du Code de la Santé Publique, jusqu'à la venue à disposition d'un nouveau médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national, est respectée.

TENSION D'APPROVISIONNEMENT

PUBLIÉ LE 07/02/2023 - MIS À JOUR LE 20/03/2024

Creon 35 000 U, gélule gastrorésistante - [pancréatine]