

PUBLIÉ LE 05/10/2023 - MIS À JOUR LE 11/01/2024

05/10/2023

Creon 10 000 U, gélule gastrorésistante | - [pancréatine]

DCI

pancréatine

Indications

Traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine de l'adulte et de l'enfant au cours :

- de la mucoviscidose ;
- de la pancréatite chronique documentée (notamment par l'existence de calcifications pancréatiques), en présence d'une stéatorrhée > 6 g/24 h;
- des résections pancréatiques céphaliques ou totales.

Laboratoire exploitant

Viatris Santé

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement concernant les présentations en flacon (PEHD) de 60 gélules et 120 gélules
- Distribution contingentée en ville

AUNGSIES HIBITIANISTE GUS GERHUS LASTURE DE ARTURE DE MET DE SEINE SIESTE BESTERNE DE PROPERTIE DE LA PROPERTI FIRE TO TOTALE LE CONTROL DE LA PROPERTIE DE LA