

Creon 10 000 U, gélule gastrorésistante|- [pancréatine]

Tension d'approvisionnement 05/10/2023

DCI

pancréatine

Indications

Traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine de l'adulte et de l'enfant au cours :

- de la mucoviscidose ;
- de la pancréatite chronique documentée (notamment par l'existence de calcifications pancréatiques), en présence d'une stéatorrhée > 6 g/24 h ;
- des résections pancréatiques céphaliques ou totales.

Laboratoire exploitant

Viatrix Santé

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement concernant les présentations en flacon (PEHD) de 60 gélules et 120 gélules
- Distribution contingentée en ville

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les distributeurs sont interdites en dehors du territoire national, au profit de la distribution en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.