

# Creon 10 000 U, gélule gastrorésistante|- [pancréatine]

Tension d'approvisionnement 05/10/2023

## DCI

pancréatine

## Indications

Traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine de l'adulte et de l'enfant au cours :

- de la mucoviscidose ;
- de la pancréatite chronique documentée (notamment par l'existence de calcifications pancréatiques), en présence d'une stéatorrhée > 6 g/24 h ;
- des résections pancréatiques céphaliques ou totales.

## Laboratoire exploitant

Viartis Santé

## Observations particulières

- Tension d'approvisionnement concernant les présentations en flacon (PEHD) de 60 gélules et 120 gélules
- Distribution contingentée en ville

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles de vente et l'exportation du médicament par les autres pays de l'Union européenne, le 29 janvier 2016, des dispositions des articles L1512-13 et L1512-14 du Code de la Santé Publique ont été prises en vertu de la disposition temporaire d'urgence nationale qui mettaient un approvisionnement continu et approprié du patient en danger et respectée*