

Hydrocortisone Upjohn 100 mg, préparation injectable – [hydrocortisone (hydrogénosuccinate sodique d')]

Tension d'approvisionnement 06/03/2025

DCI

hydrocortisone (hydrogénosuccinate sodique d')

Indications

- Insuffisance surrénale aiguë.
- Insuffisance surrénale transitoire du nouveau-né.
- Hyperplasie congénitale des surrénales avec syndrome de perte de sel (syndrome de Debré-Fibiger).

Laboratoire exploitant

Serb SAS

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement



Consultez le courrier du laboratoire du 03/03/2025

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les distributeurs français au-delà des frontières de la France est suspendue jusqu'à la fin de la période de tension d'approvisionnement. Cette mesure est prise jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié au marché national et respectée.