

Ioméron 250, 350 et 400 mg Iode/mL, solution injectable en 50-100-200 et 500 mL - [ioméprol]

PUBLIÉ LE 24/01/2024 - MIS À JOUR LE 15/01/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 18/03/2024

DCI

Ioméprol

Indications

Indications différentes selon la concentration :

- Urographie intraveineuse ;
- Scanographie du corps ;
- Angiographie numérisée par voie intraveineuse ;
- Angiographie conventionnelle ;
- Angiographie numérisée par voie intra-artérielle ;
- Artériographie coronaire sélective conventionnelle ;
- Coronarographie interventionnelle
- Arthrographie ;
- Hystéro-salpingographie ;
- Fistulographie ;
- Galactographie ;
- Dacryocystographie ;
- Sialographie ;
- Cholangiographie rétrograde.

Laboratoire exploitant

Bracco Imaging France SAS

Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et

respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.