

# Ioméron 250, 350 et 400 mg Iode/mL, solution injectable en 50-100-200 et 500 mL - [ioméprol]

PUBLIÉ LE 24/01/2024 - MIS À JOUR LE 15/01/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 18/03/2024

## DCI

Ioméprol

## Indications

Indications différentes selon la concentration :

- Urographie intraveineuse ;
- Scanographie du corps ;
- Angiographie numérisée par voie intraveineuse ;
- Angiographie conventionnelle ;
- Angiographie numérisée par voie intra-artérielle ;
- Artériographie coronaire sélective conventionnelle ;
- Coronarographie interventionnelle
- Arthrographie ;
- Hystéro-salpingographie ;
- Fistulographie ;
- Galactographie ;
- Dacryocystographie ;
- Sialographie ;
- Cholangiographie rétrograde.

## Laboratoire exploitant

Bracco Imaging France SAS

## Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).*

*Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et*

*respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.*