

PUBLIÉ LE 24/01/2024 - MIS À JOUR LE 18/06/2024

Iomeron 150, 250, 300, 350 et 400 mg Iode/mL, solution injectable en 100-150-200-250 et 500 mL – [ioméprol]

Tension d'approvisionnement 18/03/2024

DCI

Ioméprol

Indications

Indications différentes selon la concentration :

- Urographie intraveineuse;
- Scanographie du corps ;
- Angiographie numérisée par voie intraveineuse ;
- Angiographie conventionnelle;
- Angiographie numérisée par voie intra-artérielle ;
- Artériographie coronaire sélective conventionnelle ;
- Coronarographie interventionnelle ;
- Arthrographie
- Hystéro-salpingographie;
- Fistulographie ;
- Galactographie;
- Dacryocystographie;
- Sialographie ;
- Cholangiographie rétrograde.

Laboratoire exploitant

Bracco Imaging France

Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité lomeron 350, solution for injection, multidose container initialement destinées au marché britannique

- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité lomeron 400, solution for injection, multidose container initialement destinées au marché britannique
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité lomeron 400 mg l/ml, Injektionsvæske, opløsning/Injeksjonsvæske, oppløsning, initialement destinées aux marchés danois et norvégien
- Lettre d'information du laboratoire Bracco en date du 14/06/2024 (18/06/2024)
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Affistalisésetjetjetjaltagisegiskipetaritertiggjan Francost de pléspikskipa ak eksteliarne blikaga ak ekstelia Fusto ana vendenskipskilok kontari de hrealetherit, per nettara un sapkrovistohherhen et orina å et approprietive ud ittalistise analoniae et respectee