

# Ioméron 250, 350 et 400 mg Iode/mL, solution injectable en 50-100-200 et 500 mL - [ioméprol]

Tension d'approvisionnement 18/03/2024

## DCI

Ioméprol

## Indications

Indications différentes selon la concentration :

- Urographie intraveineuse ;
- Scanographie du corps ;
- Angiographie numérisée par voie intraveineuse ;
- Angiographie conventionnelle ;
- Angiographie numérisée par voie intra-artérielle ;
- Artériographie coronaire sélective conventionnelle ;
- Coronarographie interventionnelle
- Arthrographie ;
- Hystéro-salpingographie ;
- Fistulographie ;
- Galactographie ;
- Dacryocystographie ;
- Sialographie ;
- Cholangiographie rétrograde.

## Laboratoire exploitant

Bracco Imaging France SAS

## Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens de l'officine doivent être limitées. La Commission de l'Ordre des pharmaciens a décidé de suspendre la vente de ce médicament par les pharmaciens de l'officine. Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, qui s'applique aux pharmaciens en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition nationale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.