

# Valproate de sodium L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée - [sodium (valproate de)]

Remise à disposition 18/12/2024

## DCI

Sodium (valproate de)

## Indications

**Chez l'adulte** : soit en monothérapie, soit en association à un autre traitement antiépileptique :

- Traitement des épilepsies généralisées : crises cloniques, toniques, tonico-cloniques, absences, crises myocloniques, atoniques, et syndrome de Lennox-Gastaut ;
- Traitement des épilepsies partielles : crises partielles avec ou sans généralisation secondaire.

**Chez l'enfant** : soit en monothérapie, soit en association à un autre traitement antiépileptique :

- Traitement des épilepsies généralisées : crises cloniques, toniques, tonico-cloniques, absences, crises myocloniques, atoniques, et syndrome de Lennox-Gastaut ;
- Traitement des épilepsies partielles : crises partielles avec ou sans généralisation secondaire.

## Laboratoire exploitant

EG labo, Teva, Viatris, Arrow

## Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis le 18/12/2024