

PUBLIÉ LE 08/02/2024 - MIS À JOUR LE 15/01/2025

Valproate de sodium L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée – [sodium (valproate de)]

Remise à disposition 18/12/2024

DCI

Sodium (valproate de)

Indications

Chez l'adulte : soit en monothérapie, soit en association à un autre traitement antiépileptique :

- Traitement des épilepsies généralisées : crises cloniques, toniques, tonico-cloniques, absences, crises myocloniques, atoniques, et syndrome de Lennox-Gastaut;
- Traitement des épilepsies partielles : crises partielles avec ou sans généralisation secondaire.

Chez l'enfant : soit en monothérapie, soit en association à un autre traitement antiépileptique :

- Traitement des épilepsies généralisées : crises cloniques, toniques, tonico-cloniques, absences, crises myocloniques, atoniques, et syndrome de Lennox-Gastaut;
- Traitement des épilepsies partielles : crises partielles avec ou sans généralisation secondaire.

Laboratoire exploitant

EG labo, Teva, Viatris, Arrow

Observations particulières

Remise à disposition normale depuis le 18/12/2024