

Boostrixtetra, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire multicomposé) et poliomyélitique (inactivé), (adsorbé, à teneur réduite en antigènes)

PUBLIÉ LE 07/10/2024 - MIS À JOUR LE 26/12/2024

REMISE À DISPOSITION 26/12/2024

DCI

anatoxine diphtérique (bactérie/corynebacterium diphtheriae)
anatoxine tétanique (bactérie/clostridium tetani)
antigène pertussique : anatoxine pertussique (bactérie/bordetella pertussis)
antigène pertussique : hémagglutinine filamenteuse (bactérie/bordetella pertussis)
antigène pertussique : pertactine (bactérie/bordetella pertussis)
virus poliomyélitique souche Mahoney de type 1 inactivé (mammifère/singe/cellules vero)O
virus poliomyélitique souche MEF-1 de type 2 inactivé (mammifère/singe/cellules vero)O
virus poliomyélitique souche Saukett de type 3 inactivé (mammifère/singe/cellules vero)O

Indications

- Vaccination de rappel contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite chez les sujets à partir de l'âge de 3 ans (voir rubrique 4.2).
- Protection passive contre la coqueluche dans la petite enfance après immunisation maternelle pendant la grossesse (voir rubriques 4.2, 4.6, 5.1).
- L'administration de Boostrixtetra doit se baser sur les recommandations officielles.

Laboratoire exploitant

Glaxosmithkline

Observations particulières

- Remise à disposition normale le 26 décembre 2024