

Comité de Contrôle de qualité des dispositifs médicaux - Groupe de travail relatif au contrôle de qualité des installations de radiodiagnostic utilisées pour des procédures interventionnelles radioguidées

11 sept. 2026

Contenu de la séance

1. Dispositifs radiogènes utilisés en radiologie interventionnelle (ANSM) *-Pour information*
2. Caractéristiques techniques des dispositifs radiogènes utilisés en radiologie interventionnelle (SNITEM) *-Pour information*
3. Applications cliniques en radiologie interventionnelle (G4) *-Pour information*
4. Dispositions réglementaires de radioprotection en radiologie interventionnelle (ASNR) *-Pour information*
5. Projet de révision de la décision de contrôle de qualité en radiologie interventionnelle (ANSM) *-Pour information*
6. Détermination du champ des travaux *- Pour discussion*

● Documents liés