

Comité de Contrôle de qualité des dispositifs médicaux - Groupe de travail relatif au contrôle de qualité des scanners

13 sept. 2022

Contenu de la séance

- Tests communs aux modes standard et spectral :
 - IDSP
 - Retour sur les tests discutés pour leurs spécificités relatif au mode spectral
- Tests dédiés au mode spectral
 - Test de quantification des matériaux (iode)
 - Autres tests (différenciation et soustraction de matériaux)

Consultez la composition du

- + [Comité](#)
- + [Consultez les séances précédentes](#)

● Documents liés

- + [Ordre du jour](#)
- + [Compte-rendu](#)