

## Comité de Contrôle de qualité des dispositifs médicaux - Groupe de travail relatif au contrôle de qualité des scanners

**25 nov. 2022**

### Contenu de la séance

Pour discussion :

- Rédaction des tests spécifiques au mode spectral
- Définition des interventions sur les tomodensitomètres et des tests à réaliser associés

Consultez la composition du

- + [Comité](#)
- + [Consultez les séances précédentes](#)

### ● Documents liés

- + [Ordre du jour](#)
- + [Compte rendu](#)