

Comité de Contrôle de qualité des dispositifs médicaux - Groupe de travail relatif au contrôle de qualité des scanners

16 mai 2023

Contenu de la séance

Pour discussion

1. FTM – doses minimales en mode standard et de radioscopie
 - a. Échantillonnage
2. Détectabilité à bas contraste (d') - mode standard et spectral
3. Contrôle des images virtuelles sans produit de contraste (VNC)
 - a. Discussion proposition SFPM
 - b. Retour potentiel des radiologues
4. Précision de positionnement du patient selon l'axe z
 - mode radiodiagnostic
 - Discussion proposition SFPM
5. Déplacement du support patient / statif
 - Proposition SFPM : mode de projection de repérage

Consultez la composition du

+ [Comité](#)

+ [Consultez les séances précédentes](#)

● Documents liés

+ [Ordre du jour](#)

+ [Compte rendu](#)