

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/07/2020 - MIS À JOUR LE 08/04/2021

## Sonde d'intubation endotrachéale - Lasertube (Rubber) Laser resistant tracheal tube, cuffed; Endotracheal tube for laser surgery - Teleflex

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'un retrait de lots effectué par la société TELEFLEX.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2006592.

Télécharger le courrier

