

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 13/04/2018

Recommandations relatives à la recette des DM utilisés pour les procédures interventionnelles radioguidées

Recommandations relatives à la recette des DM utilisés pour les procédures interventionnelles radioguidées - Information de sécurité

Après avoir révisé les modalités du contrôle de qualité de certaines installations de radiodiagnostic et défini celles des installations de radiodiagnostic utilisées pour des procédures interventionnelles radioguidées, l'ANSM a rédigé les recommandations relatives à la recette des DM utilisés pour les procédures interventionnelles radioguidées.

Elles s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'action de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qui a pour objectif de contribuer à la maîtrise des doses délivrées aux patients en imagerie médicale.

Les correspondants locaux de matériovigilance et directeurs d'établissement de santé ont reçu le<u>courrier joint</u> (13/04/2018)

Lire aussi

 Recommandations relatives à la recette des DM utilisés pour les procédures interventionnelles radioguidées -Information de sécurité (13/04/2018)