

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 06/06/2018

## Tensiomètre/Autotensiomètre - Autotensio® poignet (SPG340), Autotensio® bras (SPG440), Tensionic® bras (527500), Tensionic® poignet (527522) - Spengler

**Tensiomètre/Autotensiomètre - Autotensio® poignet (SPG340), Autotensio® bras (SPG440), Tensionic® bras (527500), Tensionic® poignet (527522) - Spengler - Information de sécurité**

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société SPENGLER.  
Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(06/06/2018\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1807635.