

## Binocrit 20 000 UI/0,5 ml, 30 000 UI/0,75 ml et 40 000 UI/1 ml, solution injectable en seringue préremplie - Laboratoire Sandoz - Rappel de lots

**Le laboratoire SANDOZ procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, à un rappel des lots complémentaires mentionnés ci-dessous**

**BINOCRIT 20 000 UI/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie (boite de 1 seringue) - (CIP : 34009 498 183 96)**

- Lot 1906040042 (péremption : 02/2021)
- Lot 1908130062 (péremption : 02/2021)

**BINOCRIT 30 000 UI/0,75 ml, solution injectable en seringue préremplie (boite de 1 seringue) - (CIP : 34009 498 185 18)**

- Lot 1912050030 (péremption : 07/2021)
- Lot 2003120030 (péremption : 12/2021)

**BINOCRIT 40 000 UI/1 ml, solution injectable en seringue préremplie (boite de 1 seringue) - (CIP : 34009 498 187 47)**

- Lot 1912030062 (péremption : 07/2021)
- Lot 2001230026 (péremption : 10/2021)

Ce rappel fait suite à la mise en évidence de résultats hors spécifications lors des études de stabilité, dans le cadre d'une investigation étendue.

Ce rappel n'est pas un rappel au niveau patient.

*Niveau de rappel : officines, établissements de santé et circuit de distribution pharmaceutique*

Information médicale et Pharmacovigilance - Service & appel gratuits : 0.800.455.799 ou 0.800.294.489 > touche 5