

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 28/10/2020 - MIS À JOUR LE 08/04/2021

Sonde d'intubation endotrachéale - Lasertube (caoutchouc) - Sonde trachéale résistante au laser, à ballonnet ; sonde endotrachéale pour la chirurgie au laser - Teleflex

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une extension d'un retrait de lot effectuée par la société
TELEFLEX.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2018899, elle fait suite à un rappel déjà diffusé en juillet 2020.

Télécharger le courrier



RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/07/2020 - MIS À JOUR LE 08/04/2021

Sonde d'intubation endotrachéale - Lasertube (Rubber) Laser resistant tracheal tube,
cuffed; Endotracheal tube for laser surgery - Teleflex

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'un retrait de lots effectué par la société TELEFLEX.
