

Valsartan EG 80 mg, Comprimé pelliculé sécable - EG Labo - Laboratoires Eurogenerics

Les laboratoires EG LABO procèdent, en accord avec l'ANSM, au rappel de 3 lots de la spécialité VALSARTAN EG 80 mg, comprimé pelliculé sécable, boîte de 90 comprimés,

Code CIP 3400949106387.

- Lot 74423, péremption 11.2022
- Lot 74524, péremption 11.2022
- Lot 74525, péremption 11.2022

Ce rappel fait suite à la mise en évidence d'une impureté dans la substance active entrant dans la composition des médicaments.

Le rappel concerne exclusivement les trois lots mentionnés ci-dessus. Aucun autre lot des spécialités Valsartan EG n'est concerné.

Niveau de rappel: officines, établissements de santé et circuit de distribution pharmaceutique.