

Losartan Biogaran 100 mg comprimé pelliculé - Laboratoire Biogaran

Le laboratoire Biogaran procède, en accord avec l'ANSM et par mesure de précaution, au rappel du lot suivant de la spécialité ci-dessous :

LOSARTAN BIOGARAN 100 mg comprimé pelliculé boîte de 90

CIP 34009 389 684 7 7

- Lot LC41892 péremption 07/2021

Ce rappel fait suite à la détection d'une dénomination erronée de la spécialité sur certains blisters. Il est indiqué sur l'aluminium Losartan 100 mg / Hydrochlorothiazide 25 mg au lieu de Losartan 100 mg Biogaran. Les comprimés correspondent bien au Losartan Biogaran 100 mg et ne sont pas concernés par le défaut

Le laboratoire précise qu'aucun cas de pharmacovigilance, en lien avec le défaut qualité, n'a été rapporté à ce jour.

Niveau de rappel : officines et circuit de distribution pharmaceutique.

Pour toute question merci de contacter le Service Client Biogaran au : **0811 907 917**