

Enceinte de stockage endoscopes thermosensibles – Kits de connexion 301027 (PP EB-J10) & 301027 -1 (PP EB-J10/A) pour les produits PlasmaTyphoon – Plasmabiotics

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2311926.

Dans le cadre de l'action de sécurité effectuée par la société Plasmabiotics enregistrée à l'ANSM sous le n° R2311926, l'ANSM a été informée de la disponibilité de nouveaux kits de connexion pour le séchage des vidéobronchoscopes Pentax Medical modèle EB11-J10 avec la gamme de produits PlasmaTYPHOON (TYPHOON+, Typhoon-V2TD, etTyphoon-V2TD120).

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société Plasmabiotics



Information du 06/06/2023

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Plasmabiotics.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Plasmabiotics

